



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**



BOMBAS DE INFUSIÓN

Bomba de infusión volumétrica i7



Video del producto

Paciente:



Servicio:



- Pantalla TFT a color y táctil de 3,5”.
- Tasa de administración exacta en incrementos de 0.01mL/h.
- Modos de infusión múltiples: Flujo , Dosificación, Volumen-Tiempo, Flujo-tiempo, Relevo, Trapecio, Intermitente, Secuencial, Carga de dosis.
- Función anti-bolo.



Bomba de infusión volumétrica i7

- Diseño horizontal plano y compacto con material PBT ultra resistente.
- Biblioteca de fármacos dividido en 7 carpetas según especialidad médica.
- Diseño modular mediante un innovador sistema de riel integrado.
- Función de titulación en línea para cambiar el caudal durante el funcionamiento.
- Vigilancia de presión dinámica (DPS).
- Mayor seguridad gracias al diseño de CPU Dual.
- Hasta 2000 registros de eventos.
- Antisifón para evitar la salida de líquidos durante la pausa.
- Modo diurno y modo nocturno se intercambian automáticamente.
- Alarma audible y visible ajustable de 5 niveles.
- Función KVO con rango 0,1~5,0mL/h e incrementos de 0,1mL.
- Motor paso a paso que provee alta precisión y mayor seguridad durante la infusión.
- Operable desde pantalla o teclado.
- 11 niveles de oclusión.

INCLUYE:

- Bomba de infusión Dinipa I7.
- Cable de alimentación.
- Clamp de sujeción.
- Manual de usuario en español.

OPCIONALES:

- Conexión a ambulancia: Accesorio alimentación mediante 12V VCC.
- Bedside workstation controller con pantalla táctil.
- Sensor de goteo.
- Central de infusión.
- Sensor de oclusión aguas arriba.
- Manija superior.
- Rack x3 (hasta 9 bombas).
- Soporte rodante hasta 9 bombas.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas
cialíticas



Máquina de
anestesia



Monitores



Mesas de
cirugía

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com