



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**




**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**



# MÁQUINAS DE ANESTESIA

Línea: Full Ventilation

# Máquina de anestesia Full-V6



Video del producto

Paciente:



Servicio:



- Pantalla táctil TFT de 8,4", pudiendo visualizar 3 formas de onda (Curva de volumen, presión y capnografía o flujo)
- Rango de volumen corriente: 10-1500 mL.
- Admite pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
- Incluye todos los modos de ventilación: VCV, PCV, PCV-VG, PSV, SIMV-VC, SIMV-PC.
- Incluye Bucles Respiratorios F-V, P-V, F-P y uno referencial.
- Módulo de capnografía incluido\*.
- Uso de vaporizadores tipo Selectatec.



# Máquina de anestesia Full-V6

- Circuito respiratorio calefaccionado, esterilizable mediante autoclave.
- Lámpara Led para la superficie de trabajo.
- Incluye Botón de Flush de O<sub>2</sub>.
- El diseño By-Pass garantiza la renovación de la cal sodada durante el funcionamiento.
- Interfaz de diseño fácil de usar.
- Canister de cal sodada diseñado para ser operado con una sola mano.
- Incluye ACGO: Salida auxiliar de gases frescos.
- Mesa de trabajo de acero inoxidable.
- PEEP 1-30 cm H<sub>2</sub>O.
- Alarmas de instalación incorrecta del sistema de respiración y canister de cal sodada.
- Compensación de gas fresco, de conformidad y de fuga.
- 1 batería de 120 min de duración.
- Dimensión: 1390mm X 900mm X 710mm.

## INCLUYE:

- Máquina de anestesia Full-V6.
- Kit descartable de circuito respiratorio.
- Sensor de O<sub>2</sub>.
- Pulmón de ventilación manual.
- Mangueras conectores DISS gases Aire, O<sub>2</sub>.
- Vaporizador Pourfill de Sevofluorano.
- Manual de usuario en español.
- Cable de alimentación.

## OPCIONALES:

- \*Accesorio de CO<sub>2</sub> Mainstream.
- Evacuación de Gases Activa.
- Soporte para monitor.
- Batería extra para mayor autonomía.
- Módulo de Gases Anestésicos.




# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas  
cialíticas



Bomba de  
infusión TCI



Monitores



Mesas de  
cirugía

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)