



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**




**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

A doctor wearing blue scrubs and a stethoscope around their neck is holding a white strip of ECG paper. The paper displays several horizontal traces of an electrocardiogram. The background is a plain, light-colored wall.

# ELECTROCARDIÓGRAFOS

# Electrocardiógrafo ECG90

Paciente:



Servicio:



- Pantalla táctil de 2,8" LCD a color.
- Equipo con 12 derivaciones y 3 canales de impresión.
- Liviano y ultra portátil, sólo pesa 0,5kg.
- Puerto USB para exportación de datos a software de PC.
- Visualización de 1/3/6/12 derivaciones de ECG.



# Electrocardiógrafo ECG90

- En el modo AUTO, finaliza la grabación presionando el botón una vez, lo que mejora la eficiencia del trabajo.
- Interfaz e informe en español.
- Funciones de autoanálisis y autodiagnóstico para parámetros de ECG de rutina (HR, intervalo PR, duración P, QRS, duración T, intervalo QT, Q-Tc, eje P, Eje QRS, Eje T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1), etc.).
- Alarmas: Falta de papel y desconexión de electrodos.
- Tamaño del papel: 50mm × 20mm.
- Incluye ranura para tarjeta MicroSD.
- Batería de ion Litio que brinda 4 horas en espera y 90 minutos de uso continuo.
- Obtiene una forma de onda de ECG de alta calidad a través del filtro de frecuencia de potencia, el filtro de línea de base y el filtro EMG de la señal de ECG.
- Sistema de impresión térmica de alta resolución (8 puntos / mm), sin necesidad de ningún ajuste.  
Frecuencia de grabación: hasta 150Hz.

## INCLUYE:

- Electrocardiografo ECG 90G.
- Memoria sandisk de 16GB.
- Software y cable USB.
- Cable ECG.
- Set de electrodos precordiales.
- Set de electrodos de extremidades.
- Papel térmico.
- Cable a tierra.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario en español.



# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



DEA



Holter



MAPA



Camilla para  
ambulancia

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)