



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**



ELECTROENCEFALÓGRAFOS


Electroencefalógrafo KT88

Paciente:

Servicio:



- EEG de 16 Canales + 2 canales de ECG (Opcionales).
- Colocación de electrodos bajo sistema estándar internacional 10/20.
- Sistema de calibración automática, hasta 24h de registro continuo.
- Recorte de onda de EEG para fácil análisis y almacenamiento.
- Ajuste de ventana seccional para aumentar precisión de la medida.



Electroencefalógrafo KT88

- Linterna multifuncional USB, controlada manual o automáticamente.
- Software que permite análisis de estudios e historial de pacientes.
- Fácil acceso para consultas de casos, información y estadísticas.
- Informe del resultado modificable en Word.
- Velocidad de muestreo: 100Hz/s.
- Velocidad de grabación: 5, 10, 15, 30, 60 y 120 mm/s.
- Velocidad de revisión: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 60.
- Dimensiones: 186mm(L) x 135mm (W) x 90mm(h).
- Peso: 550g.

INCLUYE:

- Cable EEG.
- Electrodo de EEG.
- Gorro para electrodos.
- Luz estroboscópica.
- Fuente de alimentación de luz estroboscópica.
- CD de software para PC.
- Cable USB para conexión a pc.

- Manual de usuario.
- Cable de tierra.
- Trípodes para equipo y luz.
- Bloque de aluminio.

OPCIONALES:

- Cámara para conectar con video.
- Función SpO2.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



EMG



ECG



MAPA



Espirómetro

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com