



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**



ESPIRÓMETROS


Espirómetro SP80b



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Permite analizar los siguientes parámetros: FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25, FEF75 y FEF2575.
- Desarrolla gráficos de Flujo-Volumen y Volumen-Tiempo.
- Pantalla a color de 2,8", bajo consumo de energía.
- Conexión a software en PC a través de Bluetooth o cable.
- Estudio pre y post broncodilatación a través del software en PC.



Espirómetro SP80b

- Permite ingresar información del paciente para corroborar los resultados con los estándares de la población.
- Desarrolla gráficos individuales por parámetro.
- Permite gestión de la memoria de datos, eliminar, cargar y revisar resultados.
- Apagado automático cuando no se realiza ninguna operación en un minuto.
- Diseño moderno, es fácil de utilizar y llevar, examina en cualquier tiempo.
- Amplia capacidad de almacenamiento, puede conservar 9999 grupos de casos.
- Modo de transmisión de datos: Bluetooth, USB.
- Fuente de alimentación: batería de litio recargable, 2200 mAh.

INCLUYE:

- Un manual de usuario.
- Cable USB.
- Una boquilla.
- Un software para PC.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



DEA



Holter



MAPA



ECG

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com