



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**



# BOMBAS DE INFUSIÓN

# Bomba a jeringa de anestesia TCI-7

Paciente:

Servicio:



- Pantalla TFT a color y táctil de 3,5”.
- Tasa de administración exacta en incrementos de 0.01mL/h.
- Modos de infusión múltiples: Flujo, Dosificación, Volumen-Tiempo, Flujo-tiempo, **modo TCI**, **modo TIVA**.
- Reconocimiento de marcas y tamaños de jeringas de 5 mL a 60 mL automáticamente.
- Función anti-bolo.



# Bomba a jeringa de anestesia TCI-7

- Diseño horizontal plano y compacto con material PBT ultra resistente.
- Biblioteca de fármacos dividida en 7 carpetas según especialidad médica.
- Diseño modular mediante un innovador sistema de riel integrado.
- Función de titulación en línea para cambiar el caudal durante el funcionamiento.
- Vigilancia de presión dinámica (DPS).
- Mayor seguridad gracias al diseño de CPU Dual.
- Hasta 2000 registros de eventos.
- Antisifón para evitar la salida de líquidos durante la pausa.
- Modo diurno y modo nocturno se intercambian automáticamente.
- Alarma audible y visible ajustable de 5 niveles.
- Función KVO con rango 0,1~5,0mL/h e incrementos de 0,1mL.
- Motor paso a paso que provee alta precisión y mayor seguridad durante la infusión.
- Operable desde pantalla o teclado.
- 11 niveles de oclusión.
- Alta precisión asegurando un error mecánico máximo de  $\leq \pm 0,5\%$ .
- La tendencia de la concentración objetivo después de la titulación se puede predecir dinámicamente en tiempo real, y la racionalidad de la concentración del objetivo de titulación se puede evaluar más fácilmente comparándolo con la concentración objetivo actual.
- Incluye 6 modelos farmacocinéticos reconocidos internacionalmente:
  - Propofol Modified Marsh (focalización de plasma y sitio de efecto)
  - Propofol Schnider (dirección de plasma y sitio de efecto)
  - Propofol Kataria para niños (focalización del sitio de plasma)
  - Sufentanil Gepts (dirección de plasma y sitio de efecto)
  - Remifentanil Minto (dirección de plasma y sitio de efecto)
  - Alfentanil Maitre (focalización de plasma y sitio de efecto)



# Bomba a jeringa de anestesia TCI-7

## INCLUYE:

- Bomba de infusión Dinipa TCI-7.
- Cable de alimentación.
- Clamp de sujeción.
- Manual de usuario en español.

## OPCIONALES:

- Sensor de oclusión aguas arriba.
- Manija superior.
- Rack x3 (hasta 9 bombas).
- Soporte rodante hasta 9 bombas



# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas  
cialíticas



Máquina de  
anestesia



Monitores



Mesas de  
cirugía

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)