



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**

A photograph of a hospital room with several electric hospital beds lined up. The beds have white frames, blue mattresses, and orange side rails. They are on wheels and have control panels at the foot of the bed. The room has a tiled floor and white walls. The text "CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS" is overlaid in the center.

CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS


Cama hospitalaria Emov 3



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Cama eléctrica de 3 movimientos. Regulación de respaldo, altura de rodillas y altura de la cama.
- Indicada para uso en UTI o en internación.
- Control remoto para ajuste de posición.
- Ruedas silenciosas de 125mm con bloqueo diagonal.
- RCP eléctrico accionable desde el control remoto.
- 3 motores marca Dewert de origen Alemán.
- Carga máxima de 250kg.



Cama hospitalaria Emov 3

- 4 Barandas laterales rebatibles color simil madera con indicador de ángulo de posición.
- Cabecero y piecero de material ABS color simil madera, desmontable fácilmente con easy lock.
- Función Auto contour que eleva respaldo y rodillas en simultáneo.
- Reposapiés con tarjetero para identificar paciente.
- Incluye soporte para suero, colocable en las 4 esquinas.
- El control puede ser bloqueado.
- Dimensiones 224 x 106 x 46-72cm
- Regulación de altura de la cama: 46 a 72cm
- Superficie de descanso: 204,5 x 90 cm (Extra ancha)
- Sección trasera ajustable de 0° a 75°
- Sección de rodilla ajustable de 0° a 40°



INCLUYE:

- Cama hospitalaria eléctrica Emov3 completa
- 1 soporte telescópico para soluciones intravenosas.
- 4 soportes para soporte intravenoso.
- 6 ganchos para bolsas de drenaje

OPCIONALES:

- Colchón ortopédico articulado de 10 cm tapizado con PU, impermeable y antibacterial.
- Sistema de freno centralizado.
- Diferente gama de acabados para los laterales, cabecero y piecero.
- Mesa de luz y mesa de sobrecama en mismo tono de color de la cama.

Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de
luz



Mesas de
comer



Monitores



Bombas de
infusión

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com