



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**



CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS

DINIPA

Cama hospitalaria Emov 5



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Cama eléctrica de 5 movimientos. Regulación de respaldo, altura de rodillas, altura de la cama, trendelemburg y antitrendelemburg.
- Indicada para uso en UTI o en internación.
- Control remoto para ajuste de posición.
- Ruedas silenciosas de 125mm con sistema de freno centralizado.
- RCP manual y eléctrico en control remoto.
- 4 motores marca Dewert de origen Alemán.
- Carga máxima de 250kg.



Cama hospitalaria Emov 5

- 4 Barandas laterales rebatibles color simil madera con indicador de áng de posición.
- Cabecero y piecero de material ABS color simil madera, desmontable fácilmente con easy lock.
- Reposapiés con tarjetero para identificar paciente.
- Función Auto contour que eleva respaldo y rodillas en simultáneo.
- Incluye soporte para suero, colocable en las 4 esquinas.
- Dimensiones 224 x 106 x 50-78cm
- Regulación de altura de la cama: 50 a 78cm
- Superficie de descanso: 204,5 x 90 cm (Extra ancha)
- Sección trasera ajustable de 0° a 75°
- Sección de rodilla ajustable de 0° a 40°
- Trendelenburg 0° a 12°
- Trendelenburg inversa 0° a 12°

INCLUYE:

- Cama hospitalaria eléctrica Emov5 completa
- 1 soporte telescópico para soluciones intravenosas.
- 4 soportes para soporte intravenoso.
- 6 ganchos para bolsas de drenaje

OPCIONALES:

- Colchón de espuma articulado de 12 cm tapizado con PU, impermeable y antibacterial.
- Diferente gama de acabados para los laterales, cabecero y piecero.
- Mesa de luz y mesa de sobrecama en mismo tono de color de la cama.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de luz



Mesas de comer



Monitores



Bombas de infusión

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com