



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

A person is lying on a stretcher, receiving medical attention. A yellow Automated External Defibrillator (AED) is positioned near their head, with its lid open and a screen displaying a heart rate monitor and a red lightning bolt symbol. The person's chest is covered with white ECG electrodes, and a person wearing blue gloves is adjusting one of them. The background is a clinical setting with a grey floor and white walls.

# DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS

# DEA i5



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Pantalla HD de 7”.
- Uso en pacientes adultos y pediátricos.
- Descarga de onda bifásica con tecnología BTE.
- Batería de dióxido de manganeso de litio de alta capacidad y larga duración, mínimo de 200 descargas eléctricas, 7 años de duración.
- Incluye parches Adulto-pediátricos de 3 años de duración.
- Tamaño portátil y ligero de solo 2,3 kg.
- **Módulo de 4G** para seguimiento automatizado y transferencia de datos.



# DEA i5

- Tablero indicador con iconografía luminosa.
- Instrucciones guiadas por voz con metrónomo incorporado para supervisar el proceso RCP.
- Función autochequeo para garantizar el correcto estado del dispositivo.
- Estado de batería en tiempo real.
- Descarga de 200J en adultos y 50J en niños.
- Memoria interna que registra hasta 100 descargas.
- Protección IP54 contra polvo y agua.

## INCLUYE:

- Desfibrilador Bifásico i5.
- Parches descartables adulto-pediátrico.
- Batería descartable (duración 7 años).
- Bolso de transporte resistente a golpes.
- Manual de usuario en español.

## OPCIONALES:

- Gabinete y señalética.
- Módulo 4G.



# También tenemos disponibles gabinetes

- Gabinete equipado con alarma sonora y lumínica.
- Las alarmas se activan al abrirse la puerta.
- Incluye etiquetas con instrucciones sobre el proceso a seguir al utilizar el desfibrilador.
- Medidas indicadas para el desfibrilador modelo i3 e i5. Medidas exteriores: 52 x 37 x 15.
- Incluye todos los elementos necesarios para su instalación en una pared.



# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



ECG



Monitores



Bombas de  
infusión



Camillas para  
ambulancia

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)