



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

A photograph of a hospital room with several electric hospital beds lined up. The beds have white frames, blue mattresses, and orange side rails. They are on wheels and have control panels at the foot of the bed. The room has a tiled floor and white walls. The text "CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS" is overlaid in the center.


# **CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS**

# Cama hospitalaria Emov8



Video del producto

Paciente:



Servicio:



- Cama eléctrica de 7 movimientos. Regulación de respaldo, altura de rodillas, altura de la cama, trendelemburg, antitrendelemburg y silla cardiaca.
- Indicada para uso en UTI o UCO.
- Control remoto para ajuste de posición.
- Ruedas silenciosas de 150mm con sistema de freno centralizado y 5ta rueda.
- RCP manual y eléctrico en control remoto.
- 4 motores marca Dewert de origen Alemán.
- Carga máxima de 300kg.



# Cama hospitalaria Emov8


- 4 Barandas laterales rebatibles debajo de la cama con indicador de ángulo de posición.
- Panel de control de enfermería con control de movimiento, botón de silla cardiaca, botón RCP, botón de posición de examinación.
- Extensión de cama a través de un motor eléctrico.
- Sección radiolúcida para rayos X.
- Cabecero y piecero de material ABS, desmontable fácilmente con easy lock.
- Función Auto contour que eleva respaldo y rodillas en simultáneo.
- Incluye soporte para suero, colocable en las 4 esquinas.
- Dimensiones 202-223 x 105 x 55-95cm
- Regulación de extensión de la cama: 202 a 223cm
- Regulación de altura de la cama: 55 a 95cm
- Superficie de descanso: 202-223 x 90 cm (Extra ancha)
- Sección trasera ajustable de 0° a 75°
- Sección de rodilla ajustable de 0° a 40°
- Trendelenburg 0° a 14°
- Trendelenburg inversa 0° a 14°
- Carga máxima estática de 300kg.



# Cama hospitalaria YA-D8-1



Panel de control de enfermería



Back angle

Trend angle



Motor de extension de cama



Esquineros



Freno centralizado y 5ta rueda

## INCLUYE:

- Cama hospitalaria electrica Medik YA-D8-1 completa
- 1 soporte telescópico para soluciones intravenosas.
- 4 soportes para soporte intravenoso.
- 6 ganchos para bolsas de drenaje

## OPCIONALES:

- Pantalla para control electrónico de registro de paciente con balanza.

# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de  
luz



Mesas de  
comer



Monitores



Bombas de  
infusión



# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)