



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

A photograph of a hospital room with several manual hospital beds lined up. The beds have white frames, blue mattresses, and orange side rails. They are on wheels and have adjustable head and foot sections. The room has a light-colored tiled floor and white walls. A red logo with the word "DINIPA" is visible on the side of the bed in the foreground.

# **CAMAS HOSPITALARIAS MANUALES**


# Cama hospitalaria Mmov 3



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Cama manual de 3 movimientos. Regulación de respaldo, sección baja y altura de la cama.
- Indicada para uso en internación.
- Ruedas silenciosas de 125mm con bloqueo diagonal.
- Superficie de descanso: 204,5 x 90 cm (Extra ancha)
- Carga máxima de 200kg.
- Control manual a través de una manivela telescópica plegable.



# Cama hospitalaria Mmov 3

- Barandas laterales rebatibles de aluminio con bloqueo de seguridad con botón.
- Cabecero y piecero de material polipropileno color madera, desmontable fácilmente con easy lock.
- Parachoques protectores en cada esquina en material ABS reducen el impacto en caso de choque.
- Reposapiés con tarjetero para identificar paciente.
- Incluye soporte para suero, colocable en las 4 esquinas.
- Dimensiones 215 x 98 x 43-75 cm
- Regulación de altura de la cama: 43 a 75cm
- Superficie de descanso: 204,5 x 90 cm (Extra ancha)
- Sección de respaldo ajustable de 0° a 75°
- Sección de rodilla ajustable de 0° a 40°

## INCLUYE:

- Cama hospitalaria manual Mmov3 completa
- 1 soporte telescópico para soluciones intravenosas.
- 4 soportes para soporte intravenoso.
- 6 ganchos para bolsas de drenaje

## OPCIONALES:

- Colchón ortopédico de 10 cm tapizado con PU, impermeable y antibacterial.
- Diferente gama de acabados para los laterales, cabecero y piecero.
- Mesa de luz y mesa de sobrecama en mismo tono de color de la cama.



# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de  
luz



Mesas de  
comer



Monitores



Bombas de  
infusión

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)