



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**

Lámpara quirúrgica LED 700/500 Duo



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Lámpara quirúrgica de techo con dos sets de LED (84 y 54), ajustable entre 40.000-160.000 lux y 40.000-120.000 lux.
- LED OSRAM de origen alemán de alta calidad, temperatura de color ajustable entre 4000-5000 kelvin.
- Campo de luz regulable (120-300mm), profundidad de iluminación de 1000mm.
- Panel de control táctil (4,3") por lámpara para fácil manejo.
- 3 modos de iluminación: estándar, endoscopia, luz tenue.
- Vida útil > 60.000 horas, 10 niveles de brillo.



Lámpara quirúrgica LED 700/500 Duo

- Diseño innovador de lente para reducir el deslumbramiento y mejorar el rendimiento óptico.
- Construcción ligera de aluminio, un 30% más liviana que las generaciones anteriores de lámparas quirúrgicas.
- Cabezal de luz con 6 manijas integradas para un ajuste rápido y sencillo.
- Diseño aerodinámico que permite un flujo sin obstáculos de aire limpio para disipar el calor y el humo quirúrgico.
- Diámetros de cabezal de luz de 70 y 50cm para una cobertura óptima.
- Fuente de luz LED Osram eficiente y duradera, sin radiación térmica.
- Óptica de alta eficiencia y control continuo de atenuación PWM para diferentes cirugías.
- Índice de reproducción cromática ≥ 90 para una representación precisa de los colores.
- Estructura estable y fácil de instalar, con brazo de equilibrio y mango esterilizador removible.

INCLUYE:

- Lámpara quirúrgica de 70cm con 84 LED 1 pieza
- Lámpara quirúrgica de 50cm con 54 LED 1 pieza
- Panel de control táctil de 4,3" 2 piezas
- Brazo 2 piezas
- Elementos de fijación al techo

OPCIONALES:

- Cámara Hd.




Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de
cirugía



Bomba de
infusión TCI



Monitores



Máquina de
anestesia

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com