



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**

Mesa de comer



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Mesa de comer con diseño en “U” que provee máxima estabilidad.
- La altura de la mesa es regulable a través de un sistema de elevación neumática.
- La superficie de la mesa está fabricada con HPL (High Pressure Laminate), lo que le confiere una alta resistencia y durabilidad.
- Posee 4 ruedas, 2 de ellas con freno.



Mesa de comer

- Tamaño de la mesa: 80cm ancho x 40cm largo.
- Elevación de la mesa: 72,5 a 96,5 cm.
- Grosor de la mesa: 2cm.
- Posee 4 ruedas dobles de 4,5cm de ancho.
- Soporta hasta 25kg de peso arriba de la mesa.

INCLUYE:

- Mesa de 80cm ancho x 40cm largo.
- Sistema neumático que permite elevación desde 72,5 hasta 96,5 cm.
- Base en "U" que confiere máxima estabilidad.
- 4 ruedas dobles de 4,5cm de ancho, 2 de ellas con freno.

Importada de China, fabricada bajo los más altos estándares de calidad.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Camas hospitalarias



Mesas de luz



Monitores



Bombas de infusión

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com