



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,  
emergencia y quirófano.

# NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



# NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN  
ACORDE A SU  
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES  
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN  
EN SU INSTITUCIÓN  
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD  
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-  
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL  
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES  
EN LÍNEA**

# Mesa quirúrgica eléctrica 10E



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Mesa quirúrgica eléctrica con control remoto.
- Motores marca Dewert de origen Alemán.
- Ajuste flexible en la sección de la cabeza, la sección del respaldo y la sección del asiento. Puente renal incorporado.
- Batería de back up con una autonomía de 8hs.
- Alta automatización, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad.
- Memory pad con diseño antiestático e impermeable
- Adecuado para arco en C y rayos X.



# Mesa quirúrgica eléctrica 10E

- Abrazadera de fijación para los accesorios.
- Longitud/ancho del tablero 2100/550 mm
- Elevación de la mesa (arriba/abajo) 950/700 mm
- Trendelenburg/Antitrendelenburg 25°/25°
- Inclinación lateral 20°/20°
- Ajuste de la placa de cabeza 55°/90°
- Ajuste de la placa de las piernas hacia arriba: 15° hacia abajo: 90°, hacia afuera: 90°
- Ajuste de la placa posterior +75°/-20°
- Puente renal 110mm.
- Sobremesa Deslizante 350mm.

## INCLUYE:

- Marco de pantalla de anestesia 1 pieza
- Soporte para hombros 1 par
- Soporte corporal 1 pieza
- Reposabrazos 1 par
- Abrazadera de fijación larga 1 par
- Marco de soporte de cintura 1 pieza
- Soporte para piernas 1 par
- Reposapiés 1 par
- Mando a distancia 1 pieza
- Abrazadera de fijación 8 piezas



# Mesa quirúrgica eléctrica 10E

Lowest position of table top

**750** mm



Highest position of table top

**1000** mm



Back section up motion

**70°**



Back section down motion

**30°**



Reverse trendelenburg

**0-30°**



Trendelenburg

**0-25°**



Lateral tilt right

**0-20°**



Lateral tilt left

**0-20°**



Leg section outward

**0-90°**



Head section down

**0-90°**



Kidney elevator mechanism

**120** mm




# Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas  
cialíticas



Bomba de  
infusión TCI



Monitores



Máquina de  
anestesia

# Contáctanos

---

## DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

## EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

## TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

[www.dinipamedical.com](http://www.dinipamedical.com)