



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**

Mesa quirúrgica eléctrica 10E



Video del producto

Paciente:

Servicio:



- Mesa quirúrgica eléctrica con control remoto.
- Motores marca Dewert de origen Alemán.
- Ajuste flexible en la sección de la cabeza, la sección del respaldo y la sección del asiento. Puente renal incorporado.
- Batería de back up con una autonomía de 8hs.
- Permite pacientes hasta 250kg.
- Memory pad con diseño antiestático e impermeable.
- Desplazamiento longitudinal 350mm.
- Adecuado para arco en C y rayos X.



Mesa quirúrgica eléctrica 10E

- Abrazadera de fijación para los accesorios.
- Longitud/ancho del tablero 2100/550 mm
- Elevación de la mesa (arriba/abajo) 1000/700 mm
- Trendelenburg/Antitrendelenburg 25°/30°
- Inclinación lateral 20°/20°
- Ajuste de la placa de cabeza 0°/90°
- Ajuste de la placa de las piernas hacia arriba: 0° hacia abajo: 90°, hacia afuera: 90°
- Ajuste de la placa posterior +70°/-30°
- Puente renal 120mm.
- Desplazamiento longitudinal 350mm.

INCLUYE:

- Marco de pantalla de anestesia 1 pieza
- Soporte para hombros 1 par
- Soporte corporal 1 pieza
- Reposabrazos 1 par
- Abrazadera de fijación larga 1 par
- Marco de soporte de cintura 1 pieza
- Soporte para piernas 1 par
- Reposapiés 1 par
- Mando a distancia 1 pieza
- Abrazadera de fijación 8 piezas



Mesa quirúrgica eléctrica 10E

Lowest position of table top

750 mm



Highest position of table top

1000 mm



Back section up motion

70°



Back section down motion

30°



Reverse trendelenburg

0-30°



Trendelenburg

0-25°



Lateral tilt right

0-20°



Lateral tilt left

0-20°



Leg section outward

0-90°



Head section down

0-90°



Kidney elevator mechanism

120 mm




Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas
cialíticas



Bomba de
infusión TCI



Monitores



Máquina de
anestesia

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com