



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS



**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**



BOMBAS DE INFUSIÓN

Bomba de infusión volumétrica SP750



Video del producto

Paciente:



Servicio:



- Pantalla TFT LCD a color de 3,5”.
- Tasa de administración exacta en incrementos de 1ml/h.
- Modos de infusión: Flujo , Volumen-Tiempo, Flujo-tiempo.
- Función anti-bolo.
- Caudal de 700 ml/h.
- Autonomía de 4 horas.



Bomba de infusión volumétrica SP750

- Función de titulación en línea para cambiar el caudal durante el funcionamiento.
- Alarma audible y visible ajustable de 5 niveles.
- Función KVO con rango 1~5mL/h.
- 3 niveles de oclusión.
- Funciones de alarma: extremo cercano, estado KVO, batería baja, falta de energía, falla de presión, falla de la puerta, burbuja de aire, puerta abierta, oclusión, recordatorio de infusión, falla de comunicación y falla del motor.



INCLUYE:

- Bomba de infusión Sp750
- Cable de alimentación.
- Clamp de sujeción.
- Manual de usuario en español.

Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Lámparas
cialíticas



Máquina de
anestesia



Monitores



Mesas de
cirugía

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com