



Especialistas en equipamiento médico para terapia intensiva,
emergencia y quirófano.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa argentina de vanguardia en tecnología médica que provee soluciones de equipamiento de alta calidad.

Nuestras soluciones médicas contribuyen a mejorar la calidad de atención de los pacientes, optimizar el flujo de trabajo y reducir los costos de mantenimiento en instituciones de salud.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en brindar asesoramiento de acuerdo a cada necesidad, y un servicio post venta disponible siempre dispuesto a brindar la mejor atención técnica.



NUESTROS SERVICIOS




**FINANCIACIÓN
ACORDE A SU
NECESIDAD**



**DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**DEMOSTRACIÓN
EN SU INSTITUCIÓN
GRATIS**



**PRECIO - CALIDAD
- BENEFICIO**



**SOPORTE POST-
VENTA**



**GARANTÍA OFICIAL
DE 2 AÑOS**



**FAQ Y MANUALES
EN LÍNEA**

Lámpara quirúrgica LED 300



Video del producto


Paciente:



Servicio:



- Lámpara quirúrgica móvil con un set de 12 LED, ajustable desde 5.200 hasta 80.000 lux.
- LED OSRAM de origen alemán de alta calidad, temperatura de color ajustable entre 4000-5000 kelvin.
- Campo de luz regulable entre 130-180mm.
- Control de brillo y temperatura de luz a través de sensor de gesto y botones.
- Batería de back up con 10 horas de autonomía.
- Vida útil > 60.000 horas.



Lámpara quirúrgica LED 300

- Base ultraliviana diseñada para poder desplazar la lámpara ágilmente dentro de la institución.
- Brazos flexibles con dos juntas para mayor libertad de movimiento del cabezal, aspecto elegante y excelentes parámetros de iluminación.
- Sensor de gesto, aumenta el brillo tapando el sensor para regular fácilmente la intensidad del brillo, evitando contaminación cruzada.
- Equipado con botones de ajuste de brillo en la parte trasera, ofrece controles claros y prácticos. Ajuste fácilmente los niveles de iluminación para una claridad óptima.
- Diseño de Accionamiento de Corriente Constante: Prolonga la vida útil de la lámpara al garantizar un suministro de energía constante y seguro.
- Eficiencia Energética con Bombilla LED Osram: La tecnología LED alemana de Osram proporciona un ahorro de energía significativo y una larga duración, con una vida útil de más de 60.000 horas.
- Índice de reproducción cromática = 96 para una representación precisa de los colores.

INCLUYE:

- Lámpara quirúrgica móvil con 12 LED 1 pieza
- Brazo 2 piezas
- Base con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.



Además, contamos con los siguientes equipos médicos:



Mesas de
cirugía



Bomba de
infusión TCI



Monitores



Máquina de
anestesia

Contáctanos

DOMICILIO

PEDRO LOZANO 4453, CABA, ARGENTINA

EQUIPO DE VENTAS

info@dinipamedical.com

TELÉFONO

+54 (11) 5263 5899

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 AM — 6:00 PM

www.dinipamedical.com